

Anticorpo Policlonale Anti-Psen2 Da Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P49810

Numero articolo: CM0026685



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio di alta qualità contro la PSEN2 umana, adatto per WB, IF/ICC e ELISA. Rileva la PSEN2 di origine umana, murine e ratto, ideale per la ricerca sul Alzheimer e sulla gamma-secretasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PSEN2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	AD4; PS2; AD3L; STM2; CMD1V; PSEN2
Specie	Umana
GeneID (umano)	5664
GeneID	5664
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 267-384 della PSEN2 umana (NP_000438.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P49810
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio