

Anticorpo Policlonale Anti-Psg1 Per Wb/If-P/Ihc-P/Elisa - P11464

Numero articolo: CM0027965

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PSG1 umano (glicoproteina beta-1 specifica della gravidanza 1). Adatto per Western blot, immunofluorescenza, immunochimica ed ELISA. Rileva una glicoproteina secreta di ~47 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PSG1 pAb di coniglio
Note/Alias	SP1; B1G1; PBG1; CD66f; PSBG1; PSG95; PSGGA; DHFRP2; PSBG-1; PSGIIA; FL-NCA-1/2; PS-beta-C/D; PS-beta-G-1; PSG1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5669
GeneID	5669
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 180-419 di PSG1 umano (NP_001171754.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P11464
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio