


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Psip1 Per Wb, Elisa - 075475

Numero articolo: CM0019047



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PSIP1 umano (LEDGF/p75), validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto alla ricerca sulla regolazione trascrizionale, lo sviluppo del cristallino e l'integrazione virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PSIP1 Rabbit pAb
Note/Alias	p52; p75; PAIP; DFS70; LEDGF; PSIP2; PSIP1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	11168
ID del gene	11168
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 301-530 di PSIP1 umano (NP_150091.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	075475
Peso della proteina	60 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante