


Anticorpo Policlonale Anti-Psma1 Per Wb - P25786

Numero articolo: CM0021700



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro PSMA1 (sottounità alfa tipo-1 del proteasoma), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi sulla funzione del proteasoma e sulla degradazione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PSMA1 pAb di coniglio
Note/Alias	NU; HC2; PROS30; HEL-S-275; PSMA1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5682
GeneID	5682
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-263 di PSMA1 umano (NP_002777.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P25786
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio