

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Psma1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P25786

Numero articolo: CM0012144



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PSMA1 umano, adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva PSMA1 di origine umana, murina e ratto. Ideale per lo studio della funzione del proteasoma e delle vie di degradazione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	PSMA1 Rabbit mAb
Note/Alias	NU; HC2; PROS30; HEL-S-275; PSMA1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	5682
GeneID	5682
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 164-263 di PSMA1 umano (P25786).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P25786
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio