


Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Psma2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P25787

Numero articolo: CM0004584



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la subunità alfa tipo-2 del proteasoma umano (PSMA2), adatto per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Rileva PSMA2 endogena in campioni di uomo, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PSMA2 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	MU; HC3; PSC2; PMSA2; PSMA2
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	5683
ID Gene	5683
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di PSMA2 umana (P25787)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P25787
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio