


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Psma2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P25787

Numero articolo: CM0021357



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PSMA2 di alta qualità (P25787) validato per WB, IF/ICC e ELISA. Rileva PSMA2 di uomo, topo e ratto. Strumento essenziale per studi sulla funzione del proteasoma e sulla degradazione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro                | Valore                                                                                                                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto            | PSMA2 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Note/Alias               | MU; HC3; PSC2; PMSA2; PSMA2                                                                                                   |
| Specie                   | Uomo                                                                                                                          |
| ID gene (Uomo)           | 5683                                                                                                                          |
| ID gene                  | 5683                                                                                                                          |
| Immunogeno               | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-234 della PSMA2 umana (NP_002778.1) |
| Origine                  | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria                | Anticorpi policlonali                                                                                                         |
| Applicazione             | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                             |
| Reattività crociata      | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                             |
| SWISS                    | P25787                                                                                                                        |
| Peso molecolare proteico | 26 kDa                                                                                                                        |
| Spedizione               | Sacco di ghiaccio                                                                                                             |