


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Psma3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P25788

Numero articolo: CM0012362



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Anti-PSMA3 adatto per WB, IHC-P, ELISA con umano, topo, ratto. Rileva la subunità alfa-3 del proteasoma (~28kDa), nota anche come C8, PSC3, HC8.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale Coniglio PSMA3
Osservazioni/Alias	HC8; PSC3; PSMA3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5684
GeneID	5684
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P25788
Peso Molecolare Proteina	28kDa
Spedizione	Sacca refrigerante