


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Psma3 Per Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P25788

Numero articolo: CM0018132



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro PSMA3 umano, una subunità del proteasoma 20S essenziale per la degradazione proteica dipendente e indipendente dall'ubiquitina. Validato per WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sul proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PSMA3 pAb di coniglio
Note/Alias	HC8; PSC3; PSMA3
Specie	Uomo
ID gene (umano)	5684
ID gene	5684
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-255 di PSMA3 umano (NP_002779.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P25788
Peso della proteina	28 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante