


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Psma4 Per Wb, Elisa - P25789

Numero articolo: CM0016613



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato al PSMA4 umano (sottounità alfa tipo-4 del proteasoma). Validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto e scimmia. Ideale per la ricerca sul proteasoma e sulla degradazione delle proteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PSMA4 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	HC9; PSC9; HsT17706; PSMA4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5685
GeneID	5685
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-261 del PSMA4 umano (NP_001096137.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto, Scimmia
SWISS	P25789
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio