


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Psma4 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P25789

Numero articolo: CM0022740



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PSMA4 di alta qualità, validato per WB, IF/ICC, IP ed ELISA. Rileva PSMA4 umano, murino e di ratto, una subunità core del proteasoma 20S cruciale per la degradazione proteica. Ideale per studi sul proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PSMA4 Rabbit pAb
Note/Alias	HC9; PSC9; HsT17706; PSMA4
Specie	Umano
ID Gene	5685
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-261 di PSMA4 umano (NP_001096137.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P25789
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio