


Anticorpo Policlonale Anti-Psma5 Da Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28066

Numero articolo: CM0028874



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio direzionato contro PSMA5 umana (subunità alfa tipo-5 del proteasoma). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reattività in uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PSMA5 Rabbit pAb
Note/Alias	PSC5; ZETA; PSMA5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5686
GeneID	5686
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-241 di PSMA5 umana (NP_002781.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P28066
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio