


Anticorpo Policlonale Anti-Psma5 Di Coniglio Per Wb, Ip, Elisa - P28066

Numero articolo: CM0018017



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al PSMA5 umano (sottounità alfa tipo-5 del proteasoma), convalidato per WB, IP ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sul proteasoma e sulla degradazione delle proteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PSMA5 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	PSC5; ZETA; PSMA5
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5686
ID Gene	5686
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-241 del PSMA5 umano (NP_002781.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P28066
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio