


Anticorpo Policlonale Anti-Psma6 Per Wb, If/Icc, Elisa - P60900

Numero articolo: CM0021261



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PSMA6 umano (subunità alfa di tipo 6 del proteasoma), validato per WB, IF/ICC ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sul proteasoma e sulla degradazione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PSMA6 Rabbit pAb
Note/Alias	IOTA; p27K; PROS27; PSMA6
Specie	Umano
ID del gene (umano)	5687
ID del gene	5687
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-246 di PSMA6 umano (NP_002782.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P60900
Peso della proteina	27 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante