


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Psma6 Per Wb, If/Icc, Elisa - P60900

Numero articolo: CM0014257



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia PSMA6 umana, validato per western blot, immunofluorescenza e ELISA. Reagisce crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul proteasoma e la degradazione delle proteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PSMA6 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri Nomi	IOTA; p27K; PROS27; PSMA6
Specie	Umana
GenelD (umano)	5687
GenelD	5687
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-246 della PSMA6 umana (NP_002782.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P60900
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio