

Anticorpo Monoclonale Anti-Psma/Folh1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q04609

Numero articolo: CM0007574



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PSMA/FOLH1 umano. Validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Il bersaglio è una folato idrolasi e NAALADasi coinvolta nel cancro alla prostata e nella neurotrasmissione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PSMA/FOLH1 Rabbit mAb
Note/Alias	PSM; FGCP; FOLH; GCP2; PSMA; mGCP; GCPII; NAALAD1; PSMA/FOLH1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2346
GeneID	2346
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 50-150 di PSMA/FOLH1 umano (NP_004467.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q04609
Peso Proteico	84kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio