

Anticorpo Policlonale Anti-Psma/Folh1 Per Wb Ed Elisa - Q04609

Numero articolo: CM0020447



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la PSMA/FOLH1 umana (gene FOLH1), validato per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Adatto alla ricerca sui biomarcatori del cancro della prostata e agli studi sulla segnalazione del glutammato.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PSMA/FOLH1 Rabbit pAb
Note/alias	PSM; FGCP; FOLH; GCP2; PSMA; mGCP; GCP11; NAALAD1; PSMA/FOLH1
Specie	Umana
GeneID (umano)	2346
GeneID	2346
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q04609
Peso della proteina	84 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante