

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Psma/Folh1 Per Wb, If-P, Elisa - Q04609

Numero articolo: CM0009797



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-PSMA/FOLH1 per Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Bersaglia la glutammato carbossipeptidasi 2 (Q04609) umana e di ratto, un enzima chiave nell'assorbimento del folato e nella progressione del tumore prostatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PSMA/FOLH1 Rabbit mAb
Note/Alias	PSM; FGCP; FOLH; GCP2; PSMA; mGCP; GCPII; NAALAD1; PSMA/FOLH1
Specie	Umana
GeneID (umano)	2346
GeneID	2346
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-106 di PSMA/FOLH1 umano (Q04609).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Ratto
SWISS	Q04609
Peso proteico	84 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio