

Anti-Psma/Folh1 Rabbit Polymab® Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q04609

Numero articolo: CM0011808



introduzione

PSMA/FOLH1 Rabbit PolymAb® è un anticorpo monoclonale per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva PSMA umano, di topo e ratto, un biomarcatore del cancro alla prostata e una carbossipeptidasi del glutammato, validato con immunogeno peptidico sintetico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PSMA/FOLH1 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	PSM; FGCP; FOLH; GCP2; PSMA; mGCP; GCP11; NAALAD1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2346
GeneID	2346
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 50-150 di PSMA/FOLH1 umano (NP_004467.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q04609
Peso Proteico	84kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio