


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Psmb1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P20618

Numero articolo: CM0018104



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio PSMB1 (HC5/PSC5) per Western blot, IF/ICC, ELISA. Rileva la subunità beta tipo-1 del proteasoma (26kDa) umana, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul proteasoma e gli studi sulla degradazione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio PSMB1 (pAb)
Note/Alias	HC5; PSC5; PMSB1; NEDMHAL; PSMB1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	5689
GeneID	5689
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-241 di PSMB1 umano (NP_002784.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P20618
Peso Molecolare Proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio