


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Psmb10 Per Wb, Elisa - P40306

Numero articolo: CM0003033



introduzione

Il mAb coniglio anti-PSMB10 è un anticorpo monoclonale specifico per la rilevazione della subunità beta-2i del proteasoma in campioni umani, di topo e ratto tramite WB e ELISA. Adatto per ricerche sull'immunoproteasoma, processazione antigenica e studi sulle malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PSMB10 Rabbit mAb
Note/Alias	LMP10; MECL1; PRAAS5; beta2i; PSMB10
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5699
GeneID	5699
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-273 della PSMB10 umana (P40306).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P40306
Peso proteico	29 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio