


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Psmb10 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P40306

Numero articolo: CM0030094



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PSMB10 umano (LMP10, MECL1, beta2i), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sull'immunoproteasoma e l'elaborazione degli antigeni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PSMB10 Rabbit pAb
Note/Alias	LMP10; MECL1; PRAA55; beta2i; PSMB10
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5699
GeneID	5699
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-273 di PSMB10 umano (NP_002792.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P40306
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio