


Anticorpo Policlonale Anti-Psmb2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49721

Numero articolo: CM0018511



introduzione

PSMB2 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale che mira alla subunità beta tipo-2 del proteasoma umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con il ratto. Ideale per la ricerca sul proteasoma e gli studi sulla degradazione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PSMB2 Rabbit pAb
Note/Alias	HC7-I; PSMB2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5690
GeneID	5690
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-201 di PSMB2 umano (NP_002785.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P49721
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio