


Anticorpo Policlonale Anti-Psmb3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P49720

Numero articolo: CM0025399



introduzione

Anticorpo policlonale PSMB3 di coniglio (HC10-II), adatto per Western blot, immunochimica ed ELISA. Rileva PSMB3 umano, murino e di ratto. Essenziale per la ricerca sul proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PSMB3 pAb di coniglio
Note/Alias	HC10-II; PSMB3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5691
Gene ID	5691
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-205 del PSMB3 umano (NP_002786.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P49720
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio