

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Psmb4 Per Wb Ed Elisa - P28070

Numero articolo: CM0027319



introduzione

CamelBio fornisce un anticorpo policlonale di coniglio contro la PSMB4 umana (proteasoma subunit beta type-4), validato per WB ed ELISA, con cross-reattività verso topo e ratto. Ideale per lo studio della degradazione proteica e delle vie ubiquitina-proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PSMB4 Rabbit pAb
Note/Alias	HN3; HsN3; PRAAS3; PROS26; PROS-26; PSMB4
Specie	Umana
ID Gene	5692
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-264 della PSMB4 umana (NP_002787.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P28070
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio