

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Psmb6 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28072

Numero articolo: CM0028995



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PSMB6 umano, validato per Western blot, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva PSMB6 nell'uomo, nel topo e nel ratto. Adatto per studi sul proteasoma e sulla degradazione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Anti-PSMB6
Note/Alias	LMPY; DELTA; PSMB6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5694
GeneID	5694
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-239 di PSMB6 umano (NP_002789.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P28072
Peso Molecolare Proteico	25kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio