


Anticorpo Policlonale Anti-Psmb7 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q99436

Numero articolo: CM0014381



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PSMB7 umano (subunità beta di tipo 7 del proteasoma), validato per Western blot, immunofluorescenza/immunocitochimica ed ELISA. Adatto per campioni umani, murini e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PSMB7 Rabbit pAb
Note/Alias	PSMB7; Z
Specie	Umano
ID del gene (umano)	5695
ID del gene	5695
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 44-200 di PSMB7 umano (NP_002790.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q99436
Peso della proteina	30 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante