


Anti-Psmb8 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, If/Icc, Elisa - P28062

Numero articolo: CM0028302



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PSMB8 umano, un componente dell'immunoproteasoma coinvolto nella lavorazione degli antigeni. Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Cross-reattività con umano e topo. Adatto per la ricerca sull'apoptosi e sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PSMB8 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	JMP; ALDD; LMP7; NKJO; D6S216; PRAAS1; PSMB5i; RING10; D6S216E; PSMB8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5696
GeneID	5696
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 163-272 di PSMB8 umano (NP_004150.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Mouse
SWISS	P28062
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio