


Anticorpo Monoclonale Anti-Psmb9/Lmp2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P28065

Numero articolo: CM0011562



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la subunità dell'immunoproteasoma PSMB9/LMP2 umana, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per studi sull'elaborazione dell'antigene e sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PSMB9/LMP2 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	LMP2; PRAAS3; PSMB6i; RING12; beta1i; PSMB9/LMP2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5698
ID Gene	5698
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P28065
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio