


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Psmb9/Lmp2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P28065

Numero articolo: CM0021262



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PSMB9/LMP2 umano (subunità beta tipo-9 del proteasoma). Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Adatto per la ricerca sull'immunoproteasoma e l'elaborazione dell'antigene.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	pAb di Coniglio Anti-PSMB9/LMP2
Note/Alias	LMP2; PRAAS3; PSMB6i; RING12; beta1i; PSMB9/LMP2
Specie	Umano
ID Gene	5698
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-219 di PSMB9/LMP2 umano (NP_002791.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P28065
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio