

## Anticorpo Policlonale Anti-Psmc1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P62191

Numero articolo: CM0014918



### introduzione

PSMC1 Rabbit pAb rileva PSMC1 umano, di topo, di ratto in WB, IHC-P, ELISA. Ideale per studi sul proteasoma 26S e sulla via ubiquitina-proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | PSMC1 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Note/Alias            | S4; p56; RPT2; P26S4; NEDGTH; PSMC1                                                                                           |
| Specie                | Umano                                                                                                                         |
| ID Gene (Umano)       | 5700                                                                                                                          |
| ID Gene               | 5700                                                                                                                          |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 77-440 di PSMC1 umano (NP_002793.2). |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                         |
| Applicazione          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                              |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                            |
| SWISS                 | P62191                                                                                                                        |
| Peso Proteico         | 49kDa                                                                                                                         |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                            |