


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Psmc2 Per Wb, Elisa - P35998

Numero articolo: CM0020582



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-PSMC2 di alta qualità, validato per WB e ELISA; rileva la subunità regolatoria 7 del proteasoma 26S (S7/MSS1) umano, di topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla via ubiquitina-proteasoma e sulla degradazione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PSMC2 Rabbit pAb
Note/Alias	S7; MSS1; RPT1; Nbla10058; PSMC2
Specie	Umano
ID gene (umano)	5701
ID gene	5701
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-160 della PSMC2 umana (NP_002794.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35998
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio