


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Psmc3 Per Wb - P17980

Numero articolo: CM0013765



introduzione

PSMC3 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale di coniglio validato per WB, IF/ICC, IP ed ELISA. È diretto contro PSMC3 umano, una subunità regolatoria del proteasoma 26S. Ideale per la ricerca sul proteasoma e sulla degradazione delle proteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PSMC3 Rabbit pAb
Note/Alias	RPT5; TBP1; DCIDP; PSMC3
Specie	Umano
ID del gene (umano)	5702
ID del gene	5702
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 di PSMC3 umano (NP_002799.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P17980
Peso della proteina	49 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico