

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Psmc4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P43686

Numero articolo: CM0007459



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-PSMC4 validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva PSMC4 umano, di topo e ratto, una subunità regolatoria del proteasoma 26S coinvolta nella degradazione proteica ATP-dipendente. Ideale per la ricerca sul proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-PSMC4
Osservazioni/Alias	S6; RPT3; TBP7; TBP-7; MIP224; PSMC4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5704
GeneID	5704
Immunogeno	Proteina ricombinante/Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-165 di PSMC4 umano (NP_006494.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P43686
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio