


Anticorpo Policlonale Anti-Psmc4 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P43686

Numero articolo: CM0019060



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PSMC4 umano (S6/RPT3/TBP7), adatto per WB, IF/ICC, ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca delle funzioni della subunità regolatrice 6B del proteasoma 26S nella degradazione delle proteine dipendente dall'ubiquitina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PSMC4 pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	S6, RPT3, TBP7, TBP-7, MIP224, PSMC4
Specie	Umano
GeneID	5704
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-165 di PSMC4 umano (NP_006494.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P43686
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio