


Anti-Psmc5 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, If/Icc, Elisa - P62195

Numero articolo: CM0014551



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato al PSMC5 umano, una subunità regolatoria del proteasoma 26S. Validato per WB, IF/ICC ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sul proteasoma e sulla via ubiquitina-proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PSMC5 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	S8; p45; RPT6; SUG1; SUG-1; TBP10; TRIP1; p45/SUG; PSMC5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5705
GeneID	5705
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 127-406 del PSMC5 umano (NP_002796.4).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62195
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio