


Anticorpo Policlonale Anti-Psmc6 Da Coniglio Per Wb E Elisa - P62333

Numero articolo: CM0027183



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio di alta qualità contro PSMC6 umano (p42/RPT5/SUG2), validato per WB e ELISA. Riconosce la subunità regolatoria 10B del proteasoma 26S umano e murino. Ideale per studi sulla via ubiquitina-proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PSMC6 Rabbit pAb
Note / Nomi alternativi	p42; RPT5; SUG2; PSMC6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5706
GeneID	5706
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-150 di PSMC6 umano (NP_002797.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P62333
Peso molecolare proteico	44kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio