

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Psmd1 Per Wb, Elisa - Q99460

Numero articolo: CM0018910



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PSMD1 umano (sottounità regolatrice non-ATPasi 1 del proteasoma 26S). Validato per applicazioni di Western blot ed ELISA su campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sul proteasoma e sulla via dell'ubiquitina.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Dettagli                                                                                                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | PSMD1 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Note/Alias            | S1; P112; Rpn2; PSMD1                                                                                                         |
| Specie                | Umano                                                                                                                         |
| GeneID (Umano)        | 5707                                                                                                                          |
| GeneID                | 5707                                                                                                                          |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 794-953 di PSMD1 umano (NP_002798.2) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                         |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                            |
| SWISS                 | Q99460                                                                                                                        |
| Peso Proteico         | 106kDa                                                                                                                        |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                         |