

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Psmd11 Per Wb, If/Icc, Elisa - O00231

Numero articolo: CM0015911



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting PSMD11, una subunità del proteasoma 26S cruciale per l'assemblaggio. Adatto ad applicazioni WB, IF/ICC ed ELISA su campioni umani, murini e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PSMD11 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	S9; Rpn6; p44.5; PSMD11
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5717
Gene ID	5717
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 253-422 del PSMD11 umano (NP_002806.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O00231
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio