

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Psmd13 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Unm6

Numero articolo: CM0030052



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PSMD13 di alta qualità per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva PSMD13 umano, di topo e di ratto, una subunità regolatoria del proteasoma 26S fondamentale per la degradazione delle proteine. Ideale per studi sul proteasoma e sulla via ubiquitina-proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PSMD13 Rabbit pAb
Note/Alias	S11; Rpn9; p40.5; HSPC027; PSMD13
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5719
ID gene	5719
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 di PSMD13 umano (NP_002808.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UNM6
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio