

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Psmd14 Per Wb, If/Icc, Elisa - 000487

Numero articolo: CM0014801



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro PSMD14 umano, una subunità del proteasoma 26S. Adatto per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso umano, topo, ratto. Critico per la degradazione delle proteine dipendente dall'ubiquitina, la riparazione del DNA e l'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PSMD14 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PAD1; POH1; RPN11; PSMD14
Specie	Umano
ID Gene (umano)	10213
ID Gene	10213
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 160-300 di PSMD14 umano (NP_005796.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O00487
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio