


Anti-Psmd2 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13200

Numero articolo: CM0019119



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato al PSMD2 umano (sottounità regolatoria S2 del proteasoma 26S, p97), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Cross-reattività con il topo. Ideale per lo studio della proteolisi mediata dall'ubiquitina, del ciclo cellulare e delle vie apoptotiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PSMD2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	S2, P97, RPN1, TRAP2, PSMD2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5708
GeneID	5708
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-260 del PSMD2 umano (NP_002799.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo
SWISS	Q13200
Peso Proteico	100kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio