


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Psmd3 Per Wb, Elisa - O43242

Numero articolo: CM0028681



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la PSMD3 umana, subunità regolatoria del proteasoma 26S coinvolta nella degradazione delle proteine ubiquitinate. Convalidato per WB e ELISA, presenta reattività crociata con topo e ratto, adatto per la ricerca sull'omeostasi proteica e sul proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PSMD3 Rabbit pAb
Note/Alias	S3, P58, RPN3, TSTA2, PSMD3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5709
GeneID	5709
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O43242
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio