

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Psmd4 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P55036

Numero articolo: CM0015845



introduzione

PSMD4 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale di coniglio, validato per WB, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce con PSMD4 umano e di ratto, una subunità recettoriale dell'ubiquitina del proteasoma 26S, supportando la ricerca sul sistema ubiquitina-proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PSMD4 Rabbit pAb
Note/Alias	AF; ASF; S5A; AF-1; MCB1; Rpn10; pUB-R5; PSMD4
Specie	Umano
GeneID (umano)	5710
GeneID	5710
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, ratto
SWISS	P55036
Peso della proteina	41 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante