

Anticorpo Policlonale Anti-Psmd6 Per Wb, Elisa - Q15008

Numero articolo: CM0022208



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PSMD6 umano (subunità regolatoria S10/Rpn7 del proteasoma 26S). Validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sul proteasoma e sull'omeostasi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PSMD6 pAb di coniglio
Note/alias	S10; Rpn7; p42A; p44S10; SGA-113M; PSMD6
Specie	Umano
ID del gene (umano)	9861
ID del gene	9861
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-307 di PSMD6 umano (NP_055629.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q15008
Peso della proteina	46 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante