

Anticorpo Policlonale Anti-Psmd7 Coniglio - P51665

Numero articolo: CM0026777



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PSMD7 umano (subunità regolatoria del proteasoma 26S) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Adatto per la ricerca sul proteasoma e sulla degradazione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PSMD7 Coniglio pAb
Note/Alias	P40; S12; Rpn8; MOV34; PSMD7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5713
GeneID	5713
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-324 di PSMD7 umano (NP_002802.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P51665
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Sacca refrigerante