

Anticorpo Policlonale Anti-Psmd9 Per Wb, Elisa - 000233

Numero articolo: CM0030029

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio ricombinante mirato a PSMD9 (p27/Rpn4). Validato per WB ed ELISA, cross-reagisce con umano, topo e ratto. Indagare l'assemblaggio del proteasoma e la funzione di chaperone.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PSMD9 Coniglio pAb
Alias	p27, Rpn4, PSMD9
Specie (Bersaglio)	Umano
ID Gene	5715
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-223 di PSMD9 umano (NP_002804.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00233
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio