


Anticorpo Policlonale Anti-Psme1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q06323

Numero articolo: CM0025302



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PSME1 (PA28alfa), un attivatore del proteasoma coinvolto nel processo antigenico. Validato per WB, IF/ICC, ELISA su campioni umani e di topo. Immunogeno: proteina di fusione ricombinante di PSME1 umano (aa 1-249).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PSME1 Rabbit pAb
Note/Alias	PA28A; IFI5111; REGalfa; PA28alfa; HEL-S-129m; PSME1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5720
GeneID	5720
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-249 di PSME1 umano (NP_006254.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo
SWISS	Q06323
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio