


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Psme1/Pa28A Per Wb, Elisa - Q06323

Numero articolo: CM0010822



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio mirato al PSME1 umano (PA28 α). Adatto per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio della funzione dell'immunoproteasoma e del processamento degli antigeni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PSME1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	PA28A; IFI5111; REGalpha; PA28alpha; HEL-S-129m; PSME1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5720
GeneID	5720
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-115 del PSME1 umano (NP_006254.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q06323
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio