


Anticorpo Policlonale Anti-Psme2 (Convalidato Ko) Per Wb E Elisa - Q9UI46

Numero articolo: CM0023186



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PSME2 umano (PA28 β), convalidato per Western blot e ELISA. Reagisce con umano e topo; bersaglia l'attivatore dell'immunoproteasoma coinvolto nel processing antigenico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] PSME2 Rabbit pAb
Note/Alias	PA28B; REGbeta; PA28beta; E2
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	5721
ID Gene	5721
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-239 di PSME2 umano (NP_002809.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo
SWISS	Q9UL46
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio